

Control Lipídico MonlabTest®

Suero Control Humano



Control Lipídico

Para uso profesional de diagnóstico *in vitro*.
Conservar a 2-8°C.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El control lipídico MonlabTest es un suero humano liofilizado. Sirve para controlar la exactitud y la precisión de las técnicas tanto manuales como automatizadas.

REACTIVOS

Suero humano. Aditivos biológicos. Agentes bacteriostáticos. La concentración / actividad de los componentes son específicos de cada lote. Los valores de cada parámetro están indicados en la tabla de más abajo.

PRECAUCIONES

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

CALIBRACIÓN

Información disponible bajo solicitud.

PREPARACIÓN

- Abrir un vial cuidadosamente, sin pérdida de liofilizado
- Reconstituir (→) el liofilizado con 1,0 mL de agua destilada.
- Disolver en agitación suave, evitar la formación de espuma.
- Reposar 30 min. a temperatura ambiente, antes de su uso.

La reconstitución inexacta, la inadecuada manipulación y conservación pueden causar resultados erróneos en los ensayos.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

El Suero control es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase cuando se mantiene el vial bien cerrado a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su uso. No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad o con signos evidentes de contaminación microbiana.

Conservar el vial bien cerrado después de su uso.

- Después de la reconstitución del vial, es estable:
- De 15°C a 25°C 30 horas
- De 2°C a 8°C 14 días
- De -25°C a -15°C 3 meses

PRESENTACIÓN

MO-165112

1 x 1 mL

Componente	Método	Valor	Rango	Unidades
Colesterol	CHOD-PAP			mg/dl
HDL colesterol	Directo- Líquido			mg/dl
LDL colesterol	Directo- Líquido			mg/dl
Fosfolípidos	CHOLIN-PAP			mg/dl
Triglicéridos	GPO-PAP			mg/dl

Lipidic Control MonlabTest®

Human Control Serum



Lipidic Control

Only for professional *in vitro* diagnostic use.
Store at 2-8°C.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Lipidic Control MonlabTest is a human lyophilised control serum. Is intended for control of accuracy for use with manual and automated analytical procedures.

REAGENTS

Human serum. Biological additives. Bacteriostatics agents. The concentration of the components are lot-specific. See chart below for the values of ingredients.

PRECAUTIONS

Components from human origin have been tested and found negative for the presence of HBsAg, HCV and antibody to HIV (1/2). However handle cautiously as potentially infectious.

CALIBRATION

Information available on request.

PREPARATION

- Reconstitute (→) with 1.0 mL of distilled water.
- Mix thoroughly, avoiding foam forming.
- Bring to room temperature for about 30 min. before use.

Improper handling and/or storage can affect results. Inaccurate reconstitution and errors in assay technique can cause erroneous results.

STORAGE AND STABILITY

The Control serum is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date or if there is visible evidence of microbial growth.

Store tightly capped when not use.

- After reconstitution is stable for:
- At 15°C to 25°C 30 hours
- At 2°C to 8°C 14 days
- At -25°C to -15°C 3 months

PRESENTATION

MO-165112

1 x 1 mL

Component	Method	Value	Range	Units
Cholesterol	CHOD-PAP			mmol/l
HDL cholesterol	Direct- Liquid			mmol/l
LDL cholesterol	Direct- Liquid			mmol/l
Phosfolipids	CHOLIN-PAP			mmol/l
Triglycerides	GPO-PAP			mmol/l

