


CATALOGO

CATALOG - CATALOGUE

26-27
EXPORT



MONLAB



BY Mediance

SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
SERVICES FOR CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES
SERVICES POUR LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC CLINIQUE



Passion

FOR THE LABORATORY - POUR LE LABORATOIRE



SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Monlab es una compañía europea ubicada en Barcelona que trabaja para el laboratorio clínico **desde 1985**.

Somos fabricantes y distribuidores de productos y sistemas para el laboratorio de diagnóstico clínico.

En este catálogo encontrará kits de diagnóstico rápido, productos de microbiología (serología reumática, luética, suspensiones bacterianas, mononucleosis, etc.) y reactivos para bioquímica, coagulación y turbidimetría.

En 1999 certificamos según norma ISO 9001. En 2013 integramos nuestros procedimientos en la norma ISO 13485 para sistemas de gestión de calidad para productos sanitarios. Ese mismo año ampliamos nuestra licencia de distribuidores e importadores de productos sanitarios y productos de diagnóstico in vitro a la licencia de **FABRICANTE de kits de IVD**.

Estamos presentes en el mercado español y en más de 30 países. Nuestra flexibilidad y compromiso con el cliente, han hecho posible adaptarnos a lo largo de los años y continuar creciendo de forma sostenible para garantizar un futuro exitoso.

Desde 2025, **Monlab** se enorgullece de formar parte del grupo español **MEDIANCE**, plataforma de distribución sanitaria especializada en servicios y soluciones de valor añadido, con un fuerte componente tecnológico que impulsa la innovación en el sector, reforzando así nuestro compromiso con la innovación y la calidad.

Si no encuentra lo que busca, estamos a su disposición para indicarles nuestra mejor opción a su consulta. No lo dude.

SERVICES FOR CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES

Monlab is a European company located in Barcelona. We have specialized in clinical diagnostic services **since 1985**.

We are manufacturers and distributors for IVD products and Laboratory Systems.


In this catalogue you will find rapid diagnostic tests for microbial detection (rheumatic serology, syphilis serodiagnostic, bacterial antigens febrile serodiagnostic, infectious mononucleosis, etc.) as well as kits for clinical chemistry, coagulation and turbidimetry.

In 1999 Monlab certified its quality management system according to ISO 9001 standard and to ISO 13485 standard in 2013.

We are present in over 30 countries worldwide. Our flexibility and commitment to customer satisfaction have enabled our adaptation and sustainable growth over the years, to ensure a bright future.

Since 2025, **Monlab** has been proud to be part of the Spanish group **MEDIANCE**, strengthening our commitment to innovation and quality. Mediance is a healthcare distribution platform focused on value-added services and solutions, with a strong technological component that drives innovation in the sector.

If you do not find what you are looking for, our staff will be pleased to assist you. Do not hesitate to contact us.



Passion

FOR THE LABORATORY - POUR LE LABORATOIRE

SERVICES POUR LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC CLINIQUE

Monlab est une société européenne située à la ville de Barcelone. Nous travaillons pour le laboratoire de diagnostic clinique **depuis 1985**.

Nous sommes fabricants et distributeurs de produits et systèmes automatisés pour les laboratoires.

Vous trouverez ici des kits de diagnostic rapide, produits de microbiologie et réactifs pour la biochimie, coagulation et la turbidimétrie.

En 1999, nous sommes certifiés par la Norme ISO 9001. En 2013, nous intégrons nos procédures avec la norme ISO 13485 pour les systèmes de gestion de qualité pour les produits sanitaires/IVD.

Nous sommes présents sur le marché espagnol et dans plus de 30 pays. Notre flexibilité et notre engagement envers le client ont permis de s'adapter au fil des ans et de continuer à croître durablement pour assurer un avenir prospère.

Depuis 2025, **Monlab** est fier de faire partie du groupe espagnol **MEDIANCE**, renforçant ainsi notre engagement envers l'innovation et la qualité. Mediance est un group de distribution sanitaire spécialisée dans les services et solutions à valeur ajoutée, avec un fort composant technologique qui stimule l'innovation dans le secteur

Pour quelconque question supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe.



Índice-Index

Bioquímica Biochemistry-Biochimie

7

Substratos-Substrates-Substrats

Albúmina - *Albumin* - *Albumine*
Bilirrubina - *Bilirubin* - *Bilirubine*
Creatinina - *Creatinine* - *Créatinine*
Glucosa - *Glucose*
Hemoglobina - *Hemoglobin*
Lactato - *Lactate*
Proteínas - *Proteins* - *Protéines*
Proteínas en orina y LCR
Urine and CSF Proteins - *Protéines dans l'urine et le LCR*
Urea - *Urea* - *Urée*
Úrico - *Uric acid* - *Acide urique*

8

Enzimas-Enzymes

ADA
ALP
Amilasa - *Amylase*
CK
CK-MB
GGT
GOT/AST
GPT/ALT
LDH
Lipasa - *Lipase*

9

Lípidos - Lipids - Lipides

Colesterol - *Cholesterol* - *Cholestérol*
HDL Colesterol - *HDL Cholesterol* - *Cholestérol HDL*
HDL Colesterol precipitante
HDL Cholesterol precipitating reagent - *HDL précipitant*
LDL Colesterol - *LDL Cholesterol* - *Cholestérol LDL*
Triglicéridos - *Triglycerides* - *Triglycérides*

Electrolitos - Electrolytes - Électrolytes

Calcio - *Calcium*
Cloruros - *Chloride* - *Chlorures*
Cobre - *Copper* - *Cuivre*
Fósforo - *Phosphorus* - *Phosphore*
Hierro - *Iron* - *Fer*
Magnesio - *Magnesium* - *Magnésium*
TIBC
Zinc

Turbidimetría Turbidimetry - Turbidimétrie

11

ASO
AT-III
Beta-2-Microglobulina
Beta-2-Microglobulin - *Béta-2-Microglobuline*
C3 / C4
Ceruloplasmina - *Ceruloplasmine*
Ferritina - *Ferritin* - *Ferritine*
Haptoglobina - *Haptoglobin* - *Haptoglobine*
HbA1c
IgA / IgG / IgM
Lp(a)
Microalbúmina - *Microalbumin* - *Microalbumine*
PCR / PCR ULTRA
RF
Transferrina - *Trasferrin* - *Transferrine*

Calibradores Calibrators - Calibrateurs

13

Controles Controls - Contrôles

15

Serología *Serology - Sérologie*

17-19

ASO Látex - *ASO Latex*
Brucelosis: Rosa de bengala
Brucella. ROSE BENGAL - Brucelloses : Rose Bengale
PCR Látex - *CRP Latex*
RF Látex - *RF Latex*
RF WAALER ROSE
RPR Látex - *RPR Latex*
Suspensiones bacterianas
Bacterial Antigens - Suspensions bactériennes
TPHA
VDRL

Coagulación *Coagulation*

21

Reactivos de coagulación
Coagulation reagents - Réactifs de coagulation

Pruebas Rápidas *Rapid Tests- Tests Rapides*

23-25

Muestras Fecales *Faeces Samples - Échantillons de selles*

Adenovirus-Adénovirus
Astrovirus
Calprotectina-*Calprotectin-Calprotectine*
Calprotectina-*Calprotectin-Calprotectine* 50+200
Campylobacter
Clostridium difficile A+B toxinas
Clostridium difficile A+B toxins -Clostridium difficile A+B toxines
Clostridium difficile GDH
Clostridium difficile GDH - A+B
Cryptosporidium
Crypto-Giardia - *Cryptosporidium-Giardia*
Crypto-Giardia - Entamoeba histolytica
E.coli
Entamoeba
Enterovirus-*Entérovirus*
FOB Sangre oculta en heces - *Fecal Occult Blood*
Sang occulte dans les selles (FOB)
Giardia
H. pylori Ag
Norovirus
Rotavirus
Rota/adenovirus - *Rota/adénovirus*
Rota/adeno/noro
Salmonella

Pruebas Rápidas *Rapid Tests- Tests Rapides*

26


Muestras Orina *Urine Samples - Échantillons Urine*

Drogas de abuso multipanel en orina / *DOA multi-panel tests*
in urine samples / Tests rapides urine multi-drogues
Legionella Ag
Pruebas Embarazo - *Pregnancy test - Tests de grossesse*
S. pneumoniae
S. pneumoniae + L. pneumophila Combo

27

Muestras Nasofaríngeas *Nasopharyngeal Samples* *Échantillons Nasopharyngés*

Adenovirus respiratorio
Respiratory adenovirus - Adénovirus respiratoire
Influenza A+B
RSV
RSV-Adenovirus - *RSV-Adénovirus*
SARS-CoV-2
Strep A



BIOQUÍMICA

Biochemistry - Biochimie



BIOQUÍMICA – Substratos

Biochemistry – Substrates

Biochimie – Substrats

Albúmina - Albumin - Albumine

MO-165063 ALBUMIN Monlabtest
BCG MR 2x50 mL / **5 mL Cal**

MO-165197 ALBUMIN Monlabtest
BCG MR 2x125 mL / **5 mL Cal**

Bilirrubina - Bilirubin - Bilirubine

MO-165402 Total BILIRUBIN Monlabtest
DPD BR 240 mL / 60 mL

MO-165403 Direct BILIRUBIN Monlabtest
DPD BR 240 mL / 60 mL

Creatinina - Creatinine - Créatinine

MO-165082 CREATININE Monlabtest
J. Jaffé BR 1x125 mL / 1x125 mL / **5 mL Cal**

MO-165189 CREATININE Monlabtest
J. Jaffé BR 2x250 mL / 2x250 mL / **5 mL Cal**

MO-165083 CREATININE Monlabtest
Trinder BR 1x30 mL / 1x10 mL / **5 mL Cal**

MO-165191 CREATININE Monlabtest
Trinder BR 1x240 mL / 1x80 mL / **5 mL Cal**

Glucosa - Glucose

MO-165086 GLUCOSE Monlabtest
GOD-POD MR 2x125 mL / **5 mL Cal**

MO-165087 GLUCOSE Monlabtest
GOD-POD MR 1x1000 mL / **5 mL Cal**

MO-165224 GLUCOSE Monlabtest
GOD-POD MR 4x250 mL / **5 mL Cal**

Hemoglobina - Hemoglobin

MO-165211 Hemoglobin Drabkin Monlabtest
4x5 mL / **1 mL Cal**

Lactato - Lactate

MO-165176 LACTATE LO-POD Monlabtest
BR 1x50 mL / 5x10 mL / **5 mL Cal**

Proteínas - Proteins - Protéines

MO-165097 TOTAL PROTEINS Monlabtest
Biuret MR 2x50 mL / **5 mL Cal**

MO-165194 TOTAL PROTEINS Monlabtest
Biuret MR 2x125 mL / **5 mL Cal**

Proteínas totales en orina y LCR Urine and CSF Proteins Protéines dans l'urine et le LCR

MO-165105 U&CSF TOTAL PROTEINS Monlabtest
Red Pyrogallol
MR 2x50 mL / **5 mL Cal**

Urea - Urea - Urée

MO-165101 UREA Monlabtest
Urease GLDH BR
1x40 mL / 1x10 mL / **5 mL Cal**

MO-165187 UREA Monlabtest
Urease GLDH BR
1x240 mL / 1x60 mL / **5 mL Cal**

MO-165102 UREA Monlabtest
Urease GLDH BR
1x1000 mL / 1x250 mL / **5 mL Cal**

MO-165223 UREA Monlabtest
Urease GLDH BR
4x100 mL / 1x100 mL / **5 mL Cal**

MO-165229 UREA Monlabtest
Urease GLDH
9x50 mL / 9 tablets / **5 mL Cal**

Úrico - Uric acid - Acide urique

MO-165103 URIC ACID Monlabtest
Uricase POD
BR 1x125 mL / 1x125 mL / **5 mL Cal**

MO-165188 URIC ACID Monlabtest
Uricase POD
BR 1x50 mL / 1x50 mL / **5 mL Cal**

MO-165104 URIC ACID Monlabtest
Uricase POD
BR 1x500 mL / 1x500 mL / **5 mL Cal**

MO-165231 URIC ACID Monlabtest
Uricase POD
BR 2x125 mL / 2x125 mL / **5 mL Cal**

BIOQUÍMICA – Enzimas

Biochemistry – Enzymes

Biochimie – Enzymes

ADA

MO-165177 ADA Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x20 mL / **1 mL Cal**

ALP

MO-165065 ALP Monlabtest
DGKC BR 1x60 mL / 1x15 mL

MO-165066 ALP Monlabtest
DGKC BR 1x240 mL / 1x60 mL

MO-165217 ALP Monlabtest
DGKC BR 4x100 mL / 1x100 mL

Amilasa - Amylase

MO-165069 AMYLASE Monlabtest
CNP3 MR 3x50 mL

CK

MO-165080 CK Monlabtest
CK-NAC BR 1x60 mL / 1x15 mL

CK-MB

MO-165081 CK-MB Monlabtest
Anti CK-M BR 1x60 mL / 1x15 mL

GOT / AST

MO-165070 GOT / AST Monlabtest
IFCC BR 1x60 mL / 1x15 mL

MO-165071 GOT / AST Monlabtest
IFCC BR 1x240 mL / 1x60 mL

MO-165215 GOT / AST Monlabtest
IFCC BR 4x100 mL / 1x100 mL

MO-165225 GOT / AST Monlabtest
IFCC 1x235 mL / 15 tablets (15x15 mL WR)

MO-165226 GOT / AST Monlabtest
IFCC 9x50 mL / 9 tablets

GPT / ALT

MO-165067 GPT / ALT Monlabtest
IFCC BR 1x60 mL / 1x15 mL

MO-165068 GPT / ALT Monlabtest
IFCC BR 1x240 mL / 1x60 mL

MO-165213 GPT / ALT Monlabtest
IFCC BR 4x100 mL / 1x100 mL

MO-165227 GPT / ALT Monlabtest
IFCC 1x235 mL / 15 tablets (15x15 mL WR)

MO-165228 GPT / ALT Monlabtest
IFCC 9x50 mL / 9 tablets

GGT

MO-165084 G-GT Monlabtest
Carboxy substrate BR 1x60 mL / 1x15 mL

MO-165085 G-GT Monlabtest
Carboxy substrate BR 1x240 mL / 1x60 mL

LDH

MO-165092 LDH Monlabtest
DGKC BR 1x60 mL / 1x15 mL

MO-165192 LDH Monlabtest
DGKC BR 1x240 mL / 1x60 mL

Lipasa - Lipase

MO-165181 LIPASE Monlabtest
BR 4x10 mL / 1x8 mL / **1 mL Cal**



BIOQUÍMICA - Lípidos

Biochemistry - Lipids

Biochimie - Lipides

Colesterol - Cholesterol - Cholestérol

- MO-165078** CHOLESTEROL Monlabtest
CHOD-POD MR 2x125 mL / **5 mL Cal**
- MO-165079** CHOLESTEROL Monlabtest
CHOD-POD MR 1x1000 mL / **5 mL Cal**
- MO-165218** CHOLESTEROL Monlabtest
CHOD-POD MR 2x50 mL / **5 mL Cal**
- MO-165219** CHOLESTEROL Monlabtest
CHOD-POD MR 4x125 mL / **5 mL Cal**

HDL Cholesterol

HDL Cholesterol - Cholestérol HDL

- MO-165195** Direct HDLc Monlabtest
Direct BR 1x30 mL / 1x10 mL / **1 mL Cal**
- MO-165088** Direct HDLc Monlabtest
Direct BR 1x60 mL / 1x20 mL / **1 mL Cal**
- MO-165026** Direct HDLc Monlabtest
Direct BR 1x240 mL / 1x80 mL / **1 mL Cal**

HDL Cholesterol precipitante

HDL Cholesterol precipitating reagent HDL Cholestérol précipitant

- MO-165180** HDL-C precipitating reagent Monlabtest
MR 4x5 mL

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol - Cholestérol LDL

- MO-165093** Direct LDLc Monlabtest
BR 1x30 mL / 1x10 mL / **1 mL Cal**
- MO-165094** Direct LDLc Monlabtest
BR 1x240 mL / 1x80 mL / **1 mL Cal**



Triglicéridos - Triglycerides

- MO-165186** TRIGLYCERIDES Monlabtest
GPO-POD MR 2x50 mL / **5 mL Cal**
- MO-165099** TRIGLYCERIDES Monlabtest
GPO-POD MR 2x125 mL / **5 mL Cal**
- MO-165221** TRIGLYCERIDES Monlabtest
GPO-POD MR 4x125 mL / **5 mL Cal**

BIOQUÍMICA - Electrolitos

Biochemistry - Electrolytes

Biochimie - Électrolytes

Calcio - Calcium

- MO-165075** CALCIUM Monlabtest
Arsenazo III MR 3x50 mL / **5 mL Cal**
- MO-165076** CALCIUM o - Cresolphthalein Monlabtest
BR 1x125 mL / 1x125 mL / **5 mL Cal**

Cloruros - Chloride - Chlorures

- MO-165077** CHLORIDE Monlabtest
Thiocyanate-Hg MR 2x125 mL / **5 mL Cal**

Cobre - Copper - Cuivre

- MO-165174** COPPER Monlabtest
BR 5x10 mL / 1x3 mL / **10 mL Cal**

Fósforo - Phosphorus - Phosphore

- MO-165096** PHOSPHORUS Monlabtest
Phosphomolybdate MR 2x125 mL / **5 mL Cal**
- MO-165269** PHOSPHORUS Monlabtest
Phosphomolybdate MR 1x1000 mL / **5 mL Cal**

Hierro - Iron - Fer

- MO-165149** IRON Ferrozine BR Monlabtest
2x50 mL / 2x500 mg / 1x10 mL / **10 mL Cal**

Magnesio - Magnesium - Magnésium

- MO-165095** MAGNESIUM Monlabtest
Xylidyl Blue MR 2x125 mL / **5 mL Cal**

TIBC

- MO-165091** TIBC Monlabtest
Carbonate-Mg 100 tests

Zinc

- MO-165175** ZINC Monlabtest
BR 5x10 mL / 1x5 mL / **5 mL Cal**



TURBIDIMETRÍA

Turbidimetry - Turbidimétrie

TURBIDIMETRÍA

Turbidimetry
Turbidimétrie

ASO

MO-165027 ASO Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL / **1 mL Cal**

AT-III

MO-165040 AT-III Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

b-2-Microglobulina b-2-Microglobulin Béta-2-microglobuline

MO-165031 beta-2-MICROGLOBULIN Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL / **1 mL Cal**

C3

MO-165042 C3 Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

C4

MO-165043 C4 Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

Ceruloplasmina - Ceruloplasmine

MO-165404 Ceruloplasmina Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

Ferritina - Ferritin - Ferritine

MO-165032 FERRITIN Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL / **3 mL Cal**

Haptoglobina - Haptoglobin - Haptoglobine

MO-165041 HAPTOGLOBIN Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

HbA1c

MO-165035 DIRECT HbA1c Monlabtest
BR 1x30 mL / 1x10 mL
1x125 mL

IgA

MO-165037 IgA Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

IgG

MO-165036 IgG Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

IgM

MO-165038 IgM Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL

Lp(a)

MO-165030 Lp(a) Monlabtest
BR 1x20 mL / 1x4 mL

mAlbúmina mAlbumin Microalbumine

MO-165033 mALB Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL / **1 mL Cal**

PCR Ultrasensible - CRP Ultra

MO-165034 CRP ULTRA Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL / **2 mL Cal**

PCR-CRP

MO-165028 CRP Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL / **1 mL Cal**

RF

MO-165029 RF Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL / **2 mL Cal**

Transferrina - Transferrin - Transferrine

MO-165039 TRANSFERRIN Monlabtest
BR 1x40 mL / 1x10 mL



CALIBRADORES

Calibrators - Calibrateurs



CALIBRADORES

Calibrators
Calibrateurs

ADA

MO-165178 ADA Calibrator Monlabtest
1x1 mL

ASO, RF, PCR ASO, RF, CRP ASO, RF, PCR

MO-165046 ASO Calibrator Monlabtest
1x1 mL

MO-165047 RF Calibrator Monlabtest
1x2 mL

MO-165048 CRP Calibrator Monlabtest
1x1 mL

MO-165059 CRP ULTRA Calibrator Monlabtest
1x2 mL

b-2-microglobulina b-2-Microglobulin b-2-Microglobuline

MO-165053 beta-2-MICROGLOBULIN
Calibrator Monlabtest
1x1 mL

Bilirrubina - Bilirubin - Bilirubine

MO-165109 BILIRUBIN Calibrator Monlabtest
4x1 mL

Ferritina - Ferritin - Ferritine

MO-165055 FERRITIN Calibrator Monlabtest
1x3 mL

HbA1c

MO-165061 HbA1c Calibrator Monlabtest
4x0.5 mL

HDL/LDL

MO-165111 HDL/LDL Calibrator Monlabtest
4x1 mL

Lp(a)

MO-165051 Lp(a) Calibrator Monlabtest
1x1 mL

mAlbúmina - mAlbumin - mAlbumine

MO-165057 mALB Calibrator Monlabtest
1x1 mL

Multicalibrador bioquímica Clinical chemistry multicalibrator Multicalibrateur protéines

MO-165106 HUMAN MULTICALIBRATOR Monlabtest
CFAS 10x3 mL

Multicalibrador proteínas Protein multicalibrator Multicalibrateur biochimie

MO-165044 Protein MULTICALIBRATOR Monlabtest
1x1 mL



CONTROLES

Controls - Contrôles



CONTROLES

Controls
Contrôles

ASO, RF, PCR ASO, RF, CRP

- MO-165049** ASO/CRP/RF CONTROL Monlabtest
High Level. 1x1 mL
- MO-165050** ASO/CRP/RF CONTROL Monlabtest
Low Level. 1x1 mL
- MO-165060** CRP ULTRA CONTROL Monlabtest
1x2 mL

ADA

- MO-165179** ADA CONTROL Monlabtest
2x1 mL

b-2-microglobulina b-2-Microglobulin b-2-Microglobuline

- MO-165054** beta-2-MICROGLOBULIN CONTROL Monlabtest
1x2 mL

CK / CK-MB

- MO-165110** CK-NAC / CK-MB CONTROL Monlabtest
2x2 mL

Control proteínas en orina y LCR

Urine and CSF Proteins control
Contrôle des protéines dans l'urine et le LCR

- MO-165416** Urine and CSF Proteins CONTROL Monlabtest
1x5 mL

Ferritina - Ferritin - Ferritine

- MO-165056** FERRITIN CONTROL Monlabtest
1x2 mL

HbA1c

- MO-165062** HbA1c CONTROL Monlabtest
(Direct Method)
2x0,5 mL (two levels)

Lípidos - Lipidic - Lipides

- MO-165112** LIPIDIC CONTROL Monlabtest
Human Serum 1x1 mL

Lp(a)

- MO-165052** Lp(a) CONTROL Monlabtest
1x1 mL

mAlbúmina - mAlbumin - mAlbumine

- MO-165058** mALB CONTROL Monlabtest
1x2 mL

Multicontrol bioquímica Clinical Chemistry Multicontrol Multicontrôle biochimie

- MO-165107** NORMAL CONTROL Monlabtest
Clin.Chem.Human 4x5 mL
- MO-165108** PATHOLOGICAL CONTROL Monlabtest
Clin.Chem.Human 4x5 mL

- MO-165253** NORMAL CONTROL Monlabtest
Clin.Chem.Human 4x5 mL

- MO-165254** PATHOLOGICAL CONTROL Monlabtest
Clin.Chem.Human 4x5 mL

Observaciones - Observations

Más de 25 parámetros, incluyendo CK-MB y proteínas especiales

More Than 25 parameters, including CK-MB and proteins

Plus de 25 paramètres, avec CK-MB et protéines

Proteínas - Protein - Protéines

- MO-165045** PROTEIN MULTICONTROL Monlabtest
Human Serum 1x2 mL



SEROLOGÍA

Serology - Sérologie



SEROLOGÍA

Serology
Sérologie

Sífilis *syphilis -Syphilis*

RPR

MO-165020
500 det.

MO-165021
150 det.



TPHA

MO-165024
100 det.



VDRL

MO-165023
250 det.



Observaciones - Observations

Todos los kits para SÍFILIS incluyen control + y control -
All SYPHILIS kits include +Control and -Control
Tous les kits pour SYPHILIS incluent contrôle + et contrôle -

SEROLOGÍA

Serology
Sérologie

Brucelosis. Rosa de bengala
Brucella. Rose bengal
Brucelloses. Rose Bengale

MO-165016

100 test

Incluyen control + y control -
+ and - controls included
Inclut contrôle + et contrôle -



SEROLOGÍA REUMÁTICA

Rheumatoid Serology
Sérologie rhumatismale

ASO LATEX Monlabtest

MO-165019

100 det.

MO-165185

50 det.



RF LATEX Monlabtest

MO-165017

100 det.

MO-165183

50 det.



CPR LATEX Monlabtest

MO-165018

100 det.

MO-165184

50 det.



RF WAALER ROSE Monlabtest

MO-165022

100 det.



Observaciones - Observations

Todos los kits para SEROLOGÍA REUMÁTICA incluyen control + y control -
All RHEUMATOID SEROLOGY kits include +Control and -Control
Tous les kits SÉROLOGIE RHUMATISMALE incluent contrôle + et contrôle -

SEROLOGÍA - Suspensiones bacterianas

Serology - Bacterial Antigens

Sérologie - Suspensions bactériennes

Antígenos bacterianos

Bacterial antigens

Antigènes bactériens

MO-165300 Kit antígenos bacterianos
8x100 Test *Bacterial antigen kit*
Kit suspensions bactériennes

Brucella

MO-165009 Brucella abortus MonlabTest.
5 mL

MO-165010 Brucella melitensis MonlabTest.
5 mL

Proteus

MO-165011 Proteus OX2 MonlabTest.
5 mL

MO-165012 Proteus OX19 MonlabTest.
5 mL

MO-165013 Proteus OXK MonlabTest.
5 mL

S. typhi

MO-165007 S. typhi H MonlabTest.
5 mL

MO-165008 S. typhi O MonlabTest.
5 mL

S. paratyphi

MO-165001 S. paratyphi AH MonlabTest.
5 mL

MO-165002 S. paratyphi AO MonlabTest.
5 mL

MO-165003 S. paratyphi BH MonlabTest.
5 mL

MO-165004 S. paratyphi BO MonlabTest.
5 mL

MO-165005 S. paratyphi CH MonlabTest.
5 mL

MO-165006 S. paratyphi CO MonlabTest.
5 mL

Control Suspensiones bacterianas

Control Bacterial Antigens

MO-165014 + Control Bacterial Antigens MonlabTest
1 mL

MO-165015 - Control Bacterial Antigens MonlabTest
1 mL



Pregúntenos por otras presentaciones disponibles
Ask for other available package sizes
Veuillez consulter des autres codes disponibles

COAGULACIÓN

Coagulation



COAGULACIÓN - Reactivos de coagulación

Coagulation - Coagulation reagents

Coagulation - Réactifs de coagulation

APTT

MO-165114 APTT Activated Partial Thromboplastin Time Monlabtest 5x4 mL

Fibrinógeno - Fibrinogen - Fibrinogène

MO-165115 Fibrinogen Clauss method Monlabtest 8x2 mL / 1x100 mL

PT

MO-165116 PT. Prothrombin Time Reagent Monlabtest 4x4 mL

MO-165208 PT. Prothrombin Time Reagent Monlabtest 10x4 mL

MO-165209 PT. Prothrombin Time Reagent Monlabtest 6x4 mL

Calibrador y controles Controls & calibrators Calibrateur et contrôles

MO-165117 Coagulation calibrator Monlabtest 4x1 mL

MO-165118 Coagulation normal control Monlabtest 4x1 mL

MO-165119 Coagulation pathological control Monlabtest 4x1 mL

D-Dimero por turbidimetria Turbidimetric test D-Dimer D-Dimère par turbidimétrie

MO-165120 D-Dimer Monlabtest 2x10 mL / 2x10 mL

MO-165121 D-Dimer calibrator Monlabtest 6x0.5 mL (6 levels)

MO-165122 D-Dimer control Monlabtest 6x1 mL (3x2 levels)



PRUEBAS RÁPIDAS

Rapid tests - Tests rapides



PRUEBAS RÁPIDAS - Muestras Fecales

Rapid Tests - Faeces Samples

Tests rapides - Échantillons de selles

Adenovirus - Adénovirus

MO-804030	Determinación rápida de Antígenos de Adenovirus en muestras fecales.
20 placas	
20 cassettes	Rapid determination of Adenovirus antigens in human faeces samples.
20 plaques	Recherche rapide d'Antigènes de Adénovirus dans les échantillons de selles.

Astrovirus

MO-804009	Determinación rápida de Antígenos de Astrovirus en muestras fecales.
20 placas	
20 cassettes	Rapid determination of Astrovirus antigens in human faeces specimens.
20 plaques	Recherche rapide d'Antigènes d'Astrovirus dans les échantillons de selles.

Calprotectina

Calprotectin - Calprotectine 50+200

MO-804019	Test rápido inmunocromatográfico para la detección de Calprotectina en muestras fecales, como ayuda en la búsqueda de problemas inflamatorios gastrointestinales.
20 placas	
20 cassettes	Immunochromatographic rapid test for the detection of Calprotectin in human faeces samples, which may be useful for the diagnosis of inflammatory gastrointestinal disorders.
20 plaques	Test rapide immunochromatographie pour la détection de Calprotectine dans les échantillons fécaux, pour aider la recherche de troubles inflammatoires gastro-intestinaux.

Calprotectina - Calprotectin - Calprotectine

MO-804013	Test rápido inmunocromatográfico para la detección de Calprotectina en muestras fecales, como ayuda en la búsqueda de problemas inflamatorios gastrointestinales. 50 µg/g heces cut off.
20 placas	
20 cassettes	Immunochromatographic rapid test for the detection of Calprotectin in human faeces samples, which may be useful for the diagnosis of inflammatory gastrointestinal disorders. 50 µg/g heces cut off.
20 plaques	Test rapide immunochromatographie pour la détection de Calprotectine dans les échantillons fécaux, pour aider la recherche de troubles inflammatoires gastro-intestinaux. 50 µg/g heces cut off.

Campylobacter

MO-804023	Test rápido de detección cualitativa de antígenos de Campylobacter en muestras de heces humanas.
20 placas	
20 cassettes	Include control + y control - Rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Campylobacter in faeces specimens.
20 plaques	+ and - controls included Test rapide pour la détection qualitative d'antigènes de Campylobacter dans les échantillons de selles humaines.
	Inclut contrôle + et contrôle -

Clostridium A+B

MO-076011	Test rápido inmunocromatográfico para la detección de toxinas A y B en muestras fecales de Clostridium difficile.
20 placas	
20 cassettes	Rapid immunochromatographic test for the detection of Clostridium difficile toxins A + B in human faeces.
20 plaques	Test rapide immunochromatographie pour la détection de toxines A et B dans les échantillons fécaux de Clostridium difficile.

Clostridium GDH

MO-076012	Determinación rápida de Glutamato Deshidrogenasa de C. difficile en muestras fecales.
20 placas	
20 cassettes	Rapid determination of C. difficile GDH antigen in human faeces samples.
20 plaques	Détermination rapide de Glutamate. Déshydrogénase de C. difficile dans les échantillons fécaux.

Clostridium GDH - A+B Trio

MO-076022	Test rápido inmunocromatográfico para la detección simultánea de Tox A / Tox B y GDH de C. difficile.
20 placas	
20 cassettes	Rapid immunochromatographic test for the detection of Clostridium difficile toxins A + B and GDH antigen in human faeces samples.
20 plaques	Test rapide immunochromatographie pour la détection simultanée de Tox A / Tox B et GDH de C. difficile.

PRUEBAS RÁPIDAS - Muestras Fecales

Rapid Tests - Faeces Samples

Tests rapides - Échantillons de selles

Cryptosporidium

MO-804007	Test rápido inmunocromatográfico para la detección de antígeno de <i>C. parvum</i> en muestras fecales.
20 placas	
20 cassettes	<i>Immunochromatographic One Step test for the detection of C. parvum antigens in human faeces.</i>
20 plaques	<i>Test rapide immunochromatographie pour la détection d'antigène de C. parvum dans les échantillons fécaux.</i>

Cryptosporidium-Giardia

MO-804016	Test rápido inmunocromatográfico para la detección de antígeno de <i>C. parvum</i> y <i>Giardia</i> en muestras fecales.
20 placas	
20 cassettes	<i>Immunochromatographic One Step test for the detection of C. parvum antigens and Giardia in human faeces.</i>
20 plaques	<i>Test rapide immunochromatographie pour la détection d'antigène de C. parvum et Giardia dans les échantillons fécaux.</i>

Crypto-Giardia-Entamoeba histolytica

MO-076005	Test rápido inmunocromatográfico para la detección de antígeno de <i>C. parvum</i> y <i>Giardia lamblia</i> y <i>E. histolytica</i> en muestras fecales.
20 placas	
20 cassettes	<i>Immunochromatographic One Step test for the detection of C. parvum, Giardia lamblia and E. histolytica antigens in human faeces.</i>
20 plaques	<i>Test rapide immunochromatographie pour la détection d'antigène de C. parvum et Giardia lamblia et E. histolytica dans les échantillons fécaux.</i>

Entamoeba

MO-804021	Test rápido para la detección cualitativa de antígenos de <i>Entamoeba</i> en muestras de heces humanas.
20 placas	
20 cassettes	<i>Rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Entamoeba antigens in human faeces.</i>
20 plaques	<i>Test rapide pour la détection qualitative d'antigènes d'Entamoeba dans les échantillons de selles humaines.</i>

E.coli

MO-804029	Test rápido para la detección cualitativa de antígenos de <i>E.coli</i> en muestras de heces humanas.
20 placas	
20 cassettes	<i>Rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of E.coli antigens in human faeces.</i>
20 plaques	<i>Test rapide pour la détection qualitative d'antigènes d'E.coli dans les échantillons de selles humaines.</i>

Enterovirus - Entérovirus

MO-804014	Test rápido para la detección cualitativa de antígenos de Enterovirus en muestras de heces humanas. Incluye control + y control -
20 placas	
20 cassettes	<i>Rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of VP1 peptide of Enterovirus antigens in human faeces.</i> + and - controls included
20 plaques	<i>Test rapide pour la détection qualitative d'antigènes d'Entérovirus dans les échantillons de selles humaines.</i> Inclut contrôle + et contrôle -

FOB 25 tests

CHEM-9001C-25
25 placas + 25 tubos
25 cassettes + 25 tubes
25 plaques + 25 tubes

FOB 50 tests

CHEM-9001C-50
50 placas + 50 tubos
50 cassettes + 50 tubes
50 plaques + 50 tubes



PRUEBAS RÁPIDAS - Muestras Fecales

Rapid Tests - Faeces Samples

Tests rapides - Échantillons de selles

Giardia

- MO-804008** Diferenciación cualitativa antígenos *Giardia lamblia* en muestras fecales.
20 placas
20 cassettes *Qualitative detection of Giardia lamblia antigens in human faeces samples.*
20 plaques *Différentiation qualitative d'antigènes. Giardia lamblia dans les échantillons fécaux.*

H. pylori Ag

- MO-804001** Test rápido para la determinación de antígenos fecales para *H.pylori*.
25 placas
25 cassettes *Rapid determination of H. pylori antigens in human faeces.*
25 plaques *Test rapide pour la recherche d'antigènes H.pylori dans les selles.*

Norovirus

- MO-076004** Test rápido inmunocromatográfico para la detección y DIFERENCIACIÓN de antígeno de Norovirus genogrupos I y II en muestras fecales.
20 cassettes *Immunochromatographic one step kit for the detection and identification of Norovirus I and II antigens in human faeces samples.*
20 plaques *Test rapide immunochromatographie pour la détection et la DIFFÉRENTIATION d'antigène de Norovirus génogroupe I et II dans les échantillons fécaux.*

Rotavirus

- MO-804028** Determinación rápida de Antígenos de Rotavirus en muestras fecales.
20 placas
20 cassettes *Rapid determination of Rotavirus antigens in human faeces samples.*
20 plaques *Recherche rapide d'Antigènes de Rotavirus dans les échantillons de selles.*

Rota/adenovirus - Rota/adénovirus

- MO-076010** Determinación rápida de Antígenos de Rota/Adenovirus en muestras fecales.
20 placas
20 cassettes *Rapid determination of Rota/Adenovirus antigens in human faeces samples.*
20 plaques *Recherche rapide d'Antigènes de Rota/ Adénovirus dans les échantillons de selles.*

Rota-Adeno-Noro

- MO-076006** Test rápido inmunocromatográfico para la detección de Rota / Adeno y DIFERENCIACIÓN de antígeno de Norovirus genogrupos I y II en muestras fecales.
20 placas
20 cassettes *Immunochromatographic One Step kit for the detection of Rota-Adenovirus and the identification of Norovirus antigens I and II in human faeces samples.*
20 plaques *Test rapide immunochromatographie pour la détection de Rota / Adeno et DIFFÉRENTIATION d'antigène Norovirus génogroupe I et II dans les échantillons fécaux.*



Salmonella

- MO-804024** Test rápido para la detección cualitativa de antígenos de Salmonella en muestras de heces humanas.
20 placas
20 cassettes **Incluye control + y control -** *Rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Salmonella in faeces specimens.*
20 plaques **+ and - controls included** *Test rapide pour la détection qualitative d'antigènes de Salmonelle dans les échantillons de selles humaines.*
Inclut contrôle + et contrôle -



PRUEBAS RÁPIDAS - Muestras Orina

Rapid Tests - Urine Samples

Tests rapides - Échantillons d'Urine

Drogas de abuso multipanel en orina

DOA multi-panel tests in urine samples

Tests rapides urine multi-drogues

MO-806042 Doa 214 Multi-Line 12

Drogas-Drugs-Drogues

MO-806043 Doa 215 Multi-Line 10

25 Placas /Cassettes / Plaques

MO-806044 Doa 216 Multi-Line 5



Legionella

MO-804003 Detección antígenos *Legionella pneumophila* grupo 1 en orina.

20 placas

Incluye control + y control -

20 cassettes *Legionella pneumophila* group 1 antigens detection in urine samples.

+ and - controls included

20 cassettes Détection des antigènes *Legionella pneumophila* groupe 1 dans l'urine.

Inclut contrôle + et contrôle -



Pruebas de embarazo - Pregnancy test - Tests de grossesse

MO-806001 25 tiras/strips/bandelettes

MO-806002 50 tiras/strips/bandelettes

Sensibilidad 10 mUI/mL.
Determinación HCG en suero y orina.

Sensibilité 10 mUI/mL.
HCG Determination in serum/urine samples.

MO-806003 25 placas/cassettes/plaques

MO-806004 50 placas/cassettes/plaques

Sensitivity 10 mUI/mL.
HCG Determination in serum/urine samples.

MO-806003.25 25 placas/cassettes/plaques

Sensitivity 25 mUI/mL.
HCG Determination in serum/urine samples.

Sensibilidad 25 mUI/mL.
Determinación HCG en suero y orina.

Sensibilité 25 mUI/mL.
HCG Determination in serum/urine samples.



COMBO Pneumo+Legio

MO-804037 Detección antígenos *S. pneumoniae* - *L. pneumophila* grupo 1 en orina.

20 placas

Incluye control + y control -

20 cassettes *S. pneumoniae* and *Legionella pneumophila* group 1 antigens detection in urine samples.

+ and - controls included

20 plaques

Détection antigènes *S. pneumoniae* - *L. pneumophila* groupe 1 dans l'urine.

Inclut contrôle + et contrôle -

S. pneumoniae

MO-804036 Detección antígenos *S. pneumoniae* en orina.

20 placas

Incluye control + y control -

20 cassettes *S. pneumoniae* detection in urine samples.

+ and - controls included

20 plaques Détection des antigènes *S. pneumoniae* dans l'urine.

Inclut contrôle + et contrôle -

PRUEBAS RÁPIDAS - Muestras Nasofaríngeas

Rapid Tests - Nasopharyngeal Samples

Tests rapides - Échantillons Nasopharyngés

Adenovirus respiratorio

Respiratory adenovirus - Adénovirus respiratoire

- MO-804006** Detección rápida Ag Adenovirus respiratorio en muestras nasofaríngeas. **Incluye control +**
- 20 placas
- 20 cassettes *Rapid determination of Adenovirus Respiratory Ag in nasopharyngeal samples. + control included*
- 20 plaques *Détection rapide Ag Adénovirus respiratoire dans les échantillons nasopharyngés. Inluct contrôle +*

RSV-Adenovirus combo

RSV Adenovirus combo- RSV Adénovirus combo

- MO-804010** Detección rápida Ag por separado de RSV y Adenovirus respiratorio en muestras nasofaríngeas. **Incluye control +**
- 20 placas
- 20 cassettes *Separate rapid determination of RSV and Adenovirus respiratory Ag in nasopharyngeal samples. + control included*
- 20 plaques *Détection rapide Ag séparément de RSV et Adénovirus respiratoire dans les échantillons nasopharyngés. Inluct contrôle +*

Influenza A+B

- MO-804004** Detección separada de Influenza A (incluyendo H1N1, H3N2 y H5N1) e Influenza B. **Incluye control +**
- 20 placas
- 20 cassettes *Separate revelation of influenza A (including H1N1, H3N2 and H5N1) and influenza B. + control included*
- 20 plaques *Détection séparée d'influenza A (inclus H1N1, H3N2 et H5N1) et influenza B. Inluct contrôle +*

Strep A

- DIM-100001** Detección rápida Ag Strep A en muestras nasofaríngeas. **Incluye control +**
- 25 placas
- 25 cassettes *Rapid detection of Strep A Ag in nasopharyngeal samples. + control included*
- 25 plaques *Détection rapide Ag Strep A dans les échantillons nasopharyngés. Inluct contrôle +*

RSV

- MO-804002** Detección rápida Ag RSV en muestras nasofaríngeas. **Incluye control +**
- 20 placas
- 20 cassettes *Rapid determination of RSV Ag in nasopharyngeal samples. + control included*
- 20 plaques *Détection rapide Ag RSV dans les échantillons nasopharyngés. Inluct contrôle +*

SARS-COV-2

- MO-804032** Detección rápida Ag SARS-CoV-2 en muestras nasales y nasofaríngeas. **Incluye control +**
- 20 placas
- 20 cassettes *Rapid detection of SARS-CoV-2 Ag in nasal and nasopharyngeal samples + control included*
- 20 plaques *Détection rapide Ag SARS-CoV-2 dans les échantillons nasaux et nasopharyngés. Inluct contrôle +*



MonlabTest®

Visite nuestra web para otras referencias o consultar manuales de uso
For further information on our products, please browse our website
Visitez notre site Web pour plus de références ou pour consulter les manuels d'utilisation.

MONLAB

PASSION FOR THE LABORATORY



ANYS-AÑOS-ANOS-URTEAK-YEARS

SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
SERVICES FOR CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES
SERVICES POUR LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC CLINIQUE

MONLAB

BY Mediance

MONLAB S.L.

Carrer Cobalto, 74
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona - Spain

Tel. +34 93 433 58 60

mn.sales@monlab.es - www.monlab.com



Distribuido por/
Distributed by / Distribué par

