

LECTORES DE PRUEBAS RÁPIDAS iPeak® / iPeak+®

MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

La sistematización en la lectura de sus pruebas rápidas de una forma eficiente y segura a un precio económico.

Si alguna vez piensa en acreditar sus técnicas rápidas, El lector iPeak® puede ayudarle.

RESPIRATORIAS

Adenovirus respiratorio
RSV
Influenza A+B
Strep A

HECES

C. difficile A/B
C. difficile GDH
C. difficile GDH + A/B
Rota Adenovirus
Giardia
Crypto-Giardia-Entamoeba
Campylobacter
Norovirus
H.pylori

ORINA

Legionella
S. pneumoniae
Combo Legio-Pneumo
hcg
Drogas individuales
Drogas múltiples (iPeak+)



CARACTERÍSTICAS

CONTIGO Y PARA TI

El lector iPeak® se puede adaptar a la lectura de casi cualquier cassette y tira de test rápidos.

TECNOLOGÍA FLASH EYE®

El lector iPeak® está equipado con la tecnología Flash Eye® que lleva la sensibilidad a otro nivel

Rastrea la muestra, rastrea los resultados.

Almacene las imágenes y los resultados de su análisis. Exporte e imprima resultados.

CONECTAR E INTEGRAR

Envíe los resultados en tiempo real e intégrelos con el sistema de información de laboratorio (LIS).

Conectividad HL7.

Dispositivo portátil gracias a funcionamiento con batería de 4 horas de autonomía.

PRECISO Y ÓPTIMO

Posibilidad de incubación de los test dentro del sistema. Lea su prueba en el momento adecuado sin preocuparse del cronómetro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Memoria interna	16 GB
Resultados almacenados	El lector iPeak® almacena los 200 últimos resultados, incluyendo la imagen.
Número de líneas de prueba por tira	Hasta 7 líneas / tira
Tiempo de medición	15 segundos, una tira, 2 líneas
Reproducibilidad *	CV intradispositivo <0,5% CV interdispositivo <2%

* Según valores medios del rango dinámico iPeak®

Conectividad	Wi-Fi, Ethernet y conectividad LAN Puerto USB para conectividad de impresora o exportación de datos de resultados
Trazabilidad de la muestra	Lectura de Datamatrix para una trazabilidad completa de la muestra
Batería	4h de autonomía
Dimensiones (WxHxD) <i>incluyendo bandeja</i>	iPeak: 11,5 x 14,7 x 17,7 cm iPeak+: 14 x 18 x 15 cm
Peso	0,6 kg / 0,9 kg
Pantalla	Pantalla táctil de 4,3"

MONLAB S.L.

Servicios para laboratorios de Diagnóstico Clínico
Carrer Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona - Spain

El lector iPeak® Reader 4,3" Lateral Flow Reader está fabricado por IUL, SA en Barcelona, España.
El lector iPeak+® estará disponible a partir de Enero de 2021



Tel. + 34 93 433 58 60
Fax + 34 93 436 38 94
www.monlab.es
pedidos@monlab.com